

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO REALIZADA A MICROPIPETAS

| | IBIVIBIICO | | | | | |
|---|---|----|-------------|----|----|----|
| | Marcas | | IBM-EDP-MP- | | | |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Informacion requerida en la micropipeta | El volumen nominal o volumen variable | ok | ok | ok | ok | ok |
| | Unidad de medida | ok | ok | ok | ok | ok |
| | Nombre del proveedor y/o nombre de la marca | ok | ok | ok | ok | ok |
| | Modelo del instrumento | ok | ok | ok | ok | ok |
| | Número de serie | ok | ok | ok | ok | ok |
| | En adición, abreviación EX | no | no | no | no | no |
| | En adición, temperatura de referencia | no | no | no | no | no |
| | En adición, referencia a la norma ISO 8655 | no | no | no | no | no |
| Información del fabricante en documentos y/o archivos digitales | La base de ajuste de la micropipeta como ser temperatura de referencia | ok | ok | ok | ok | ok |
| | Volumen nominal | ok | ok | ok | ok | ok |
| | Lista de tips recomendados | no | ok | no | ok | no |
| | Manual de uso | ok | ok | ok | ok | ok |
| | Certificado de evaluación del fabricante (error sistemático y aleatorio) | ok | ok | ok | ok | ok |
| | Variación de las mediciones en función a las propiedades físicas de diferentes líquidos | no | no | no | no | no |
| | Información acerca del cuidado, limpieza y esterilización | ok | ok | ok | ok | ok |
| | Recomendaciones adicionales | ok | ok | ok | ok | ok |
| Ensayyos realizados | Prueba de estanqueidad Dinámica con tip | ok | ok | ok | ok | ok |
| | Prueba de estanqueidad Estática con tip | ok | ok | ok | ok | ok |
| | Prueba de estanqueidad Estática sin tip | ok | ok | ok | ok | ok |
| | Máximo Error Sistemático | ok | ok | ok | ok | ok |
| | Máximo Error Aleatorio | ok | ok | ok | ok | ok |